




Sedaconda Syringe

REF 1026022



Sedana Medical Ltd.
Unit 2A, The Village Centre,
Two Mile House, Naas,
Co. Kildare, Ireland
W91 PWH5
www.sedanamedical.com



2797

Date of issue: 19 Aug 2026
3000 309-2608/Rev.3



EN	In case of a serious incident please contact the competent authority and the legal manufacturer Sedana Medical Ltd.
DE	Bei einem schwerwiegenden Vorfall verständigen Sie die zuständige Behörde und den Hersteller Sedana Medical Ltd.
FR	En cas d'incident grave, veuillez contacter l'autorité compétente et le fabricant légal, Sedana Medical Ltd.
ES	En caso de un accidente grave, póngase en contacto con la autoridad competente y con el fabricante legal Sedana Medical Ltd.
IT	In caso di incidente grave, contattare l'autorità competente e il fabbricante legale Sedana Medical Ltd.
SV	I händelse av en allvarlig incident, kontakta behörig myndighet och tillverkaren Sedana Medical Ltd.
NO	I tilfelle en alvorlig hendelse, ta kontakt med kompetent myndighet og den juridiske produsenten Sedana Medical Ltd.
DA	I tilfælde af en alvorlig ulykke kontaktes den kompetente myndighed samt den lovmæssige producent Sedana Medical Ltd.
FI	Vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja lailliselle valmistajalle Sedana Medical Ltd:lle
EL	Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή και τον νόμιμο κατασκευαστή Sedana Medical Ltd.
NL	Neem in geval van een ernstig incident contact op met de bevoegde autoriteit en met de wettelijke fabrikant Sedana Medical Ltd.
PL	W razie wystąpienia poważnego incydentu prosimy o kontakt z właściwym organem i producentem prawnym, tj. firmą Sedana Medical Ltd
PT	AVISO! Repetidas nebulizações poderão aumentar a resistência do fluxo do AnaConDa. Preste atenção a sinais de oclusão.
RU	В случае серьезного инцидента обратитесь в компетентный орган и к официальному производителю Sedana Medical Ltd.
EE	Tõsise juhtumi korral võtke ühendust pädeva asutuse ja seadusliku tootjaga Sedana Medical Ltd.
SL	V primeru resnega incidenta se obrnite na pristojni organ in pravnega proizvajalca izdelka, družbo Sedana Medical Ltd.
CZ	V případě vážného incidentu kontaktujte příslušný úřad a legálního výrobce, společnost Sedana Medical Ltd.
SK	V prípade závažného incidentu kontaktujte príslušný orgán a zákonného výrobcu Sedana Medical Ltd.
TR	Ciddi bir kaza durumunda lütfen yetkili makamlara ve yasal üretici Sedana Medical Ltd. ile iletişime geçin.
HR	U slučaju ozbiljnog incidenta obratite se nadležnom organu i legalnom proizvođaču tvrtke Sedana Medical Ltd.
HU	Súlyos incidens esetén forduljon az illetékes hatósághoz és a Sedana Medical Ltd. törvényes gyártójához
SR	U slučaju ozbiljnog incidenta, obratite se nadležnom organu i proizvođaču Sedana Medical Ltd.
RO	În cazul apariției unui incident grav, contactați autoritatea competentă și producătorul legal Sedana Medical Ltd.
AR	سعدنا ميديكال لى.د. عن صملا فكلشر لى او قصت خمل ا قطل س ل اب ل اصت ال ا ى ج ر ي ، ر ي ط خ ث د ا ح ع و ق و ؤ ل ا ح ي ف ة ي ن و ن ا ق ل ا
KO	심각한 사고가 발생한 경우, 관계기관 및 Sedana Medical Ltd. 의 법적 제조사에 문의하십시오.
JP	重大な事故が発生した場合には、所轄官庁および legal manufacturerであるSedana Medical Ltd. までご連絡ください。
ZH	如果出现严重事故，请联系主管当局和合法生产商 Sedana Medical Ltd.
BG	В случай на сериозна злополука се свържете с компетентния орган и с официалния производител Sedana Medical Ltd.

WARNING - differences in filled syringe storage environment temperature and use environment temperature can increase the risk of underdosage and overdosage.

Ensure all air is removed from the syringe before connection to the ACD. The presence of air in the syringe can lead to underdosage and overdosage.

Ensure syringe is tightened fully. Insufficient tightening can lead to leakage, underdosing and exposure to volatile anaesthetic gas.

Do not reuse! Reuse of syringe can increase risk of cross contamination within the use environment and lead to degradation in syringe performance and integrity, resulting in delivery inaccuracy and leakage of volatile anaesthetic.

Do not use the syringe if the integrity of the package is breached, visibly damaged or if there are foreign particles or substances present in the device .

Filling of the syringe shall be carried out in accordance with the respective filling adapter instructions for use.

Symbol	Description
	Not for IV use



Sedaconda® Syringe

Kasutusjuhend Návod na použitie Navodila za uporabo Návod k použití Kullanma talimatları Upute za uporabu Használati útmutató
Instrukcije za upotrebu Instrucțiuni de utilizare مداخلت سالا تامي لغت 사용 설명서 取扱説明書 使用说明 Инструкции за употреба



Sedana Medical Ltd., Unit 2A The Village Centre,
Two Mile House, Naas, Co. Kildare, W91 PWH5, Ireland

Date of issue: 19 Aug 2026
3000 309-2608/Rev.3



For the latest version of the IFU, please visit www.sedanamedical.com or scan the QR-code

